

31



HeartSine Gateway[™]

LIFELINKcentral[™] AED program manager

Kullanıcı kılavuzu



İçindekiler

Bölüm 1	
Başlamadan önce	4
Terminoloji	4
Semboller	5
<mark>Bölüm 2</mark> HeartSine Gateway'e giriş	6
Kullanım endikasyonları	6
Kutu içeriği	6
HeartSine Gateway'iniz	7
<mark>Bölüm 3</mark> HeartSine Gateway'inizi monte edin	8
Paketten çıkarın	8
HeartSine Gateway'in bağlantısını AED'inizden kesin	9
Pilleri takın	10
HeartSine Gateway'inizin 11 rakamlı seri numarasını kaydedin	10
HeartSine Gateway'i AED'inize bağlayın	11
<mark>Bölüm 4</mark> HeartSine Gateway'inizi kaydedin	12
Stryker AED program yönetim sistemlerine genel bakış	12
Hesabınıza girin	12
HeartSine Gateway'inizi kaydedin	13

Bölüm 5

HeartSine Gateway'i yerel ağınıza bağlayın	16
Kurulum kontrol listesi	16
HeartSine Gateway'i ağınıza mobil uygulamayı kullanarak bağlayın	17
HeartSine Gateway'i ağınıza PC'niz/dizüstü bilgisayarınızdaki HeartSine Gateway Yapılandırma Aracı'nı kullanarak bağlayın	18
LIFELINKcentral'a bağlantının başarılı olduğunu onaylayın	25
HeartSine Gateway'inizi farklı bir Wi-Fi ağına bağlama	26
HeartSine Gateway'inizi farklı bir HeartSine AED'ye bağlama	26
<mark>Bölüm 6</mark> Pad-Pak'inizin bitiş tarih(ler)ini ayarlayın	27
<mark>Bölüm 7</mark> HeartSine AED'nizi izleme	31
<mark>Bölüm 8</mark> HeartSine Gateway'inizin bakımı	32
Pilin korunması	32
HeartSine Gateway'inizin temizlenmesi	33
Garanti bilgisi	33

Ek A Uyarılar ve önlemler 34 Uyarılar 34 Önlemler 35 Ek B Sorun giderme 36 Ek C LED durum göstergesi 43 Ek D Ağ gereklilikleri 44 Desteklenmeyen güvenlik protokolleri 44 Siber güvenlik 44 Bir güvenlik olayını raporlama 44 Ağ yapılandırması 45 LIFELINK central sistem özellikleri 45 MAC adresi filtreleme 45 E-posta filtreleri 45

Ek E

Teknik veriler

Ek F

48

Beyan ve garanti	53
AB Uygunluk Beyanı	53
Sınırlı garanti	54

Bölüm 1 Başlamadan önce

Terminoloji

Bu kılavuzda aşağıdaki terimler görünür:

AED	Otomatik Eksternal Defibrilatör (HeartSine samaritan PAD'iniz)
MAC adresi	Ağ arabirimlerine atanan benzersiz tanımlayıcı
PAD	Genel Erişim Defibrilatörü
SAM	HeartSine samaritan PAD

Semboller

Aşağıdaki tabloda bulunan semboller HeartSine Gateway'de, aksesuarlarında veya ambalajında bulunabilir.

	Üretici firma
Ê	HeartSine Gateway, geçerli Japon kablosuz gereksinimleri açısından onaylanmıştır
(Kullanma kılavuzuna bakın
\triangle	Uyarı, HeartSine Gateway'den kasıtlı yayılan güç; Kablosuz Özellikleri ve yerel yargılama gerekliliklerine bakın
Ŕ	Bu ürünü sıralanmamış kentsel atık yığınına atmayın; bu ürünü yerel yönetmeliklere uygun şekilde atın
0°C	Önerilen saklama ve çalışma sıcaklığı 0° ila 50°C (32° ila 122°F) arası
((••))	HeartSine Gateway, RF vericisi içerir
	Ürün, geçerli Avustralya ACMA standartlarına uygundur
CE	Geçerli Avrupa Direktiflerine uygunluk işareti
	DC gerilimi
FC	(ABD) Federal Haberleşme Komisyonu yönetmeliklerine uygundur
LiMnO ₂	Lityum Mangan Dioksit pil
SN	Seri numarası
REF	Katalog numarası

Bölüm 2 HeartSine Gateway'e Giriş

HeartSine Gateway, 2013 yılında veya sonrasında üretilen HeartSine samaritan PAD cihazları için elektrikli, Wi-Fi tabanlı bir iletişim modülüdür.

HeartSine Gateway, AED program yöneticilerinin AED'yi birden fazla konumdan kolaylıkla yönetebilmelerini sağlayarak, LIFELINKcentral AED program manager ile Wi-Fi üzerinden iletişim kuracaktır.

Bu kullanıcı kılavuzu, HeartSine Gateway'in uyumlu bir AED'ye ve internete bağlanması hakkında talimatlar sağlar.

Not: AED'niz, HeartSine Gateway takılı olsun veya olmasın normal çalışmaya devam edecektir

Kullanım Endikasyonları

HeartSine Gateway, 2013 yılında veya sonrasında üretilen bir HeartSine samaritan PAD ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. (Seri numarasındaki ilk iki rakam, üretim yılını gösterir. HeartSine Gateway, bu iki rakam için 13 veya üzeri herhangi bir HeartSine AED ile kullanılabilir.)

Kutu içeriği

- HeartSine Gateway
- Dört adet CR123A 3V pil
- Çıkarma aleti
- Taşıma çantası

HeartSine Gateway'iniz

İşte HeartSine Gateway'inizin yerleşim planı.



Güç butonu: HeartSine Gateway'i açmak için bu butona basın veya HeartSine Gateway'i kurulum moduna getirmek için butona altı saniye basılı tutun.

Durum göstergesi: HeartSine Gateway'in durumu hakkında bilgi verir.

Mikro USB bağlantı noktası: Mikro USB kablosuyla Saver EVO'ya bağlantı sağlar.



Çıkarma aleti

Çıkarma aleti: HeartSine Gateway'in AED'den bağlantısını kesmek için kullanılır.



Pil kapakları: Pilleri takmak veya değiştirmek için çıkarın.

HeartSine Gateway UDI ve seri numarası etiketi: HeartSine Gateway için Benzersiz Aygıt Tanımlayıcısı (UDI) ve Seri Numarası sağlar.

Veri bağlantı noktası bağlayıcıları: HeartSine Gateway'i AED'ye bağlar.

Kilitleme kıskaçları: HeartSine Gateway'i AED'ye kilitler.

MAC adresi etiketi: HeartSine Gateway için MAC adresini sağlar.

Bölüm 3 HeartSine Gateway'inizi monte edin

Bu bölümde, HeartSine Gateway'inizi monte etmek ve AED'nize bağlamak için gereken bilgiler verilmektedir. HeartSine Gateway'iniz bir HeartSine Bağlı AED'in parçası olarak tedarik edilmişse, kutuyu açtıktan sonra HeartSine Gateway'in AED'den bağlantısını kesmeniz ve HeartSine Gateway'i yeniden bağlamadan önce AED kullanım kılavuzundaki kurulum talimatlarını takip etmeniz gerekecektir.

Paketten çıkarın

- 1. HeartSine Gateway'i, dört adet CR123A pili ve çıkarma aletini paketten çıkarın.
- 2. HeartSine Gateway bir AED'ye takılıysa, sayfa 9'da gösterildiği gibi çıkarma aletini kullanarak çıkarmanız gerekecektir.

HeartSine Gateway'in bağlantısını AED'inizden kesin (bağlıysa)

HeartSine Gateway AED'ye takılıysa ve pilleri değiştirmeniz gerekiyorsa veya kurulum için seri numarasını veya MAC adresini görüntülemeniz gerekiyorsa:

Çıkarma aletini gösterildiği gibi AED'nin arkasına takın.



2. HeartSine Gateway'i AED'den çekip ayırın.



Not: HeartSine Gateway AED'den ayrı olarak depolanacaksa, mavi kapağı AED veri bağlantı noktasına takın

- Diğer aletlerin kullanılması HeartSine Gateway ve AED'ye zarar verebileceğinden, yalnızca verilen HeartSine Gateway çıkarma aletini kullanın
- HeartSine Gateway'in düşmesini önlemek için HeartSine Gateway'i çıkarırken AED'yi düz bir yüzeye yerleştirin

Pilleri takın

- 1. İki pil kapağından her biri üzerindeki vidayı çıkarmak için uygun bir tornavida 🛞 kullanın.
- 2. Her bir pil kapağını dikkatlice çıkarın.





- 3. Verilen dört adet CR123A pili takın. Pillerin HeartSine Gateway pil bölmesinde belirtildiği gibi takıldığından emin olun.
- 4. Pil kapaklarını yerine takın ve vidaları sıkın.

🖄 ÖNLEM Piller doğru şekilde takılmamışsa, HeartSine Gateway çalışmayacaktır

HeartSine Gateway'inizin seri numarasını kaydedin

 Bölüm 2'de gösterildiği gibi HeartSine Gateway 11 rakamlı seri numarasını (YY = üretim yılı ve XXXXXXX = benzersiz sıra numarası) bulun ve buraya kaydedin. Daha sonra buna ihtiyacınız olacaktır.



HeartSine Gateway'i AED'inize bağlayın

 AED'nin üst kısmında bulunan veri bağlantı noktası üzerindeki mavi kapağı çıkarın.



2. HeartSine Gateway'i, AED'nin ön tarafını gösteren LED durum göstergesi ile dikkatlice hizalayın.



3. Dört pinin AED'nin veri bağlantı noktası üzerindeki kontaklarla bağlantı kurmasını sağlayarak, HeartSine Gateway'i AED'nin üstüne kaydırın. HeartSine Gateway tamamen bağlandığında, kilitleme kıskaçları yerine oturduğunda bir klik sesi duyulmalıdır.



 Bir Pad-Pak henüz AED'ye takılmamışsa, devam etmeden önce bir tane takın. Talimatlar, AED kullanıcı kılavuzunda bulunabilir.

Bölüm 4 HeartSine Gateway'inizi Kaydedin

Stryker AED program yönetim sistemlerine Genel Bakış

Bir çevrimiçi AED program yönetim sistemi olan LIFELINKcentral AED program manager, Pad-Pak veya Pediatric-Pak gibi tüm AED'lerinizi ve aksesuarlarınızı yönetmenizi sağlar. HeartSine Gateway, her bir HeartSine Bağlı AED/HeartSine Gateway ile sağlanan ve bir Temel lisans verilmiş LIFELINKcentral AED program manager her bir AED'den veri gönderir.

Hesabınıza girin

LIFELINKcentral'a bir bağlantı ve oturum açma bilgilerini içeren bir "LIFELINKcentral'a Hoş Geldiniz" e-postası almış olmalısınız. HeartSine Gateway'inizi ilk defa LIFELINKcentral AED program manager bağlamaya çalışmadan önce, LIFELINKcentral'a giriş yaparak hesabınızın etkin olduğunu onaylamalısınız.

- 1. LIFELINKcentral web sitesine gitmek için e-postada verilen bağlantıya tıklayın.
- 2. E-postada verilen oturum açma kullanıcı adı ve parolasını girin.

stryke	
Logon	Name
Passwo	rd
Log on	Eorgot your password2 Retrieve/Create Account

Not: Bu e-postayı bulamıyorsanız, önemsiz e-posta klasörünüzü kontrol edin. Gerekirse, bu kullanıcı kılavuzunun Ek B'deki Sorun Giderme bölümüne bakın

HeartSine Gateway'inizi kaydedin

LIFELINKcentral AED program manager girdiğinizde, her bir HeartSine Gateway'i seri numarasını kullanarak (Bölüm 2'de gösterildiği gibi HeartSine Gateway'in alt kısmında bulunur) kaydetmelisiniz.

Her bir HeartSine Gateway'i kaydetmek için:

- 1. Ana menüdeki "Equipment" üzerine tıklayın.
- 2. "Accessories" üzerine tıklayın.

					2) ?
	ANAGER Demo Basic Customer Account / All Sites		WELCOME Smith, Jar			≡
My Account Sites 1	Equipment	8	₿	(1)	۲	
Equipment 1	Enter text to search the list below				Q, X	
Accessories >	Demo Basic Customer Account (BB032566)					
• Ready 2 1	samaritan PAD 350P (19D90020382)					
People 1	Accessory Kit Pad-Pak					
Resource Center						

3. "Accessories" ekranından, 🔶 (Aksesuar Ekle) üzerine tıklayın.

						٩	?
	MANAGER Demo Basic Customer Account / All Sites		WELCO Smith	_{ME} Jane	3		≡
My Account	Accessories	9	a	A			
Sites 1	Accessories		9	Ð	\bullet		
Equipment 1	Enter text to search the list below				Q, X		
Accessories >	samaritan PAD 350P (19D90020382)						

- Açılan menülerden, HeartSine Gateway'in bulunacağı yeri seçin ve "Model" olarak "HeartSine Gateway"i seçin.
- 5. Seri numarasını girin.
- 6. "Submit" üzerine tıklayın.

Add Accessory		
Site*	Demo Basic Customer Account	t (BB032566) 🛛 🗸
Model*	HeartSine Gateway	\sim
Location	5	
Serial Number*	19M00003930	
Associated With Device		6
	Ş	Submit Cancel

۲ LIFELINKcentral[™] stryker Demo Basic Customer Account / All Sites Smith Jane My Account Accessories 1 \odot B Ð Sites Q, X Enter text to search the list below Equipment Accessories > Not Associated HeartSine Gateway (19M00003930) Ready 1 Not Specified Location Readiness Status No Data Available People STANDALONE Resource Center

Başarıyla kaydedilmişse, HeartSine Gateway'iniz "Accesories" listesinde görünecektir.

Bölüm 5 HeartSine Gateway'i yerel ağınıza bağlayın

LIFELINKcentral AED program manager hesabinizin etkin olduğunu onayladıktan ve HeartSine Gateway'inizi kaydettikten sonra, HeartSine Gateway'inizi yerel ağa bağlamanın zamanı geldi.

HeartSine Gateway'i yerel ağınıza bağlamak için, isterseniz App Store veya Google Play'de

bulunan HeartSine Gateway uygulamasını kullanabilirsiniz veya isterseniz Wi-Fi etkinleştirilmiş bilgisayarınızdan HeartSine Gateway Yapılandırma Aracı'nı kullanabilirsiniz. Bu doküman, HeartSine Gateway Yapılandırma Aracı'nı kullanma adımlarını ana hatlarıyla açıklamaktadır. HeartSine Gateway uygulamalarında biraz farklı adımlar görebilirsiniz.



Kurulum kontrol listesi

Başlamadan önce, Ek D'de belirtilen ağ gerekliliklerini incelediğinizden ve sağladığınızdan emin olun. HeartSine Gateway'inizi seçtiğiniz Wi-Fi ağına bağlamadan önce, lütfen aşağıdakilere sahip olduğunuzu kontrol edin:

- □ Windows 7 veya üzeri işletim sistemli ve HeartSine Gateway'i yapılandırmak için Internet Explorer veya Google Chrome tarayıcılı Wi-Fi etkin PC veya dizüstü bilgisayar.
- HeartSine Gateway'e bağlanmak için 2,4 Ghz bir kablosuz ağ. HeartSine Gateway'in 5 GHz kablosuz ağlara bağlanamadığını unutmayın.
- 🗋 Bilgisayar için yönetici hakları.
- 🔲 HeartSine Gateway'iniz için seri numarası.
- Wi-Fi ağına sabit ve yeterli bir bağlantıya sahip HeartSine Gateway konumu. (Akıllı telefon gibi farklı bir cihaz kullanarak Wi-Fi ağının sinyal gücünü istenen konumda test edin.)

- Wi-Fi ağ adı (SSID) ve parola. Özel karakterler içerebilen parola 33 karakterle sınırlı olmalıdır.
 Bu bilgilere sahip değilseniz, BT departmanınızdan yardım isteyin.
- □ LIFELINKcentral AED program manager hesabınıza erişim.

HeartSine Gateway'i ağınıza bir mobil uygulama kullanarak bağlayın

- 1. "HeartSine Gateway Configuration Tool" uygulamasını App Store veya Google Play'den indirin ve çalıştırın.
- Aşağıdakileri yapmak için verilen talimatları izleyin:
 - Ağ kimliğini ve parolasını girin
 - HeartSine Gateway'i kurulum moduna getirmek için sabit mavi ışık görünene kadar güç düğmesine basın ve basılı tutun
- Download on the App Store
 Google Play
 Google Pla
- HeartSine Gateway seri numarasını tarayın (HeartSine Gateway uygulamalarının bazı sürümlerinde mevcuttur)

Ağ için girdiğiniz veriler HeartSine Gateway tarafından alındığında, ekranda yeşil bir onay işareti görünecektir ve HeartSine Gateway durum göstergesi sabit yanan yeşil renk olacaktır. Uygulama ve HeartSine Gateway arasındaki bağlantı devre dışı bırakılacaktır.

- 3. HeartSine Gateway, Wi-Fi ağına bağlanmaya çalışacaktır. Bağlantı başarılı olursa, kapatmadan önce HeartSine Gateway durum göstergesi sabit yanan yeşil renk olacaktır. Bağlantı başarılı olmazsa, gösterge mavi renkte yanıp sönmeye başlayacaktır. Bu durumda, ağ için girdiğiniz bilgilerin doğru olmadığı muhtemeldir ve tekrar girilmelidir. Sahip olduğunuz verilerin doğru olduğunu onaylayın ve bu adımların her birini tekrarlayın.
- **4.** Birden fazla HeartSine Gateway aygıtı için, her bir HeartSine Gateway için bu adımları tekrarlayın.

HeartSine Gateway'i ağınıza PC'niz/dizüstü bilgisayarınızdaki HeartSine Gateway Yapılandırma Aracı'nı kullanarak bağlayın

HeartSine Gateway LIFELINKcentral AED program manager "Resource Center"nden indirmeniz gerekecektir.

1. "Resource Center"ne (LIFELINKcentral AED program manager içerisinde) tıklayın.

struker LIFELINKG		2	?	
SUTYKET AED PROGRAM MANAGER Demo Basic Customer Account / All Sites		welcome Smith, Jane		≡
My Account	Posource Contor			
Sites 1	Resource Center			
Equipment 1	Enter text to search the list below	Q X	C	
People (1) 1	Connection Tools			
Pasquirce Center	HeartSine Gateway Configuration Tool v1.0.0 (1.0.0.0, 32 or 64-bit)			
Resource Center	HeartSine Gateway Configuration Tool v1.0.0 Setup.exe			

2. "HeartSine Gateway Configuration Tool"na tıklayın.

stryker LIF	ELINKcentral [™]		?
	PROGRAM MANAGER	Demo Basic Customer Account / All Sites	WELCOME Smith, Jane
My Account		Bosourea	
Sites	1	Resource	
Equipment	1 He	artSine Gateway Configuration Tool v1.0.0	
People	1 File	Name HeartSine Gateway Configuration Tool v1.0.	0 Setup.exe

- 3. HeartSine Gateway Configuration Tool indirmek için 🗊 üzerine tıklayın.
- 4. Dosya indirildikten sonra, yüklemek için çift tıklayın. (Dosyayı görmüyorsanız, İndirilenler klasörünüze bakın.)

Not: Bir güvenlik uyarısı görünürse, dosyaya izin vermek için seçeneği belirleyin

5. Kurulum sihirbazı göründüğünde, yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki komut istemlerini takip edin.

Notlar:

- Ağ güvenliğinizin ayarlarına bağlı olarak, HeartSine Gateway Configuration Tool indirmek ve yüklemek için yönetim haklarına ihtiyacınız olabilir
- HeartSine Gateway Yapılandırma Aracı, yüklemeden sonra otomatik olarak başlamalıdır. HeartSine Gateway Yapılandırma Aracını manüel olarak başlatmanız gerekiyorsa, bilgisayarınızdaki "Başlat" menüsünü açın, "HeartSine Gateway" uygulaması klasörünü açın ve HeartSine Gateway'e tıklayın
- Yükleme işlemi sırasında bilgisayarınız yeniden başlatılabilir. Bu olursa, yükleme otomatik olarak devam edecektir

 Gerekiyorsa, uygulamayı başlatmak için "HeartSine Gateway Configuration Tool"na tıklayın.



7. İlerlemek için sağ oka tıklayın.

8. Ekranda gösterildiği gibi, durum göstergesi sabit yanan mavi renge dönünceye kadar yaklaşık altı saniye boyunca güç butonuna basılı tutarak HeartSine Gateway'i kurulum moduna getirin. Bir seferde yalnızca bir HeartSine Gateway bağlayabilirsiniz. (LED durum göstergesi hakkında daha fazla bilgi, Ek C'te bulunabilir.)



Not: PC'nizin/dizüstü bilgisayarınızın bağlantısı, HeartSine Gateway'e bağlanmak için Wi-Fi ağından kesilecektir. HeartSine Gateway yapılandırıldığında, PC'nizi/dizüstü bilgisayarınızı Wi-Fi ağınıza tekrar bağlamanız gerekebilir 9. Durum göstergesi sabit yanan mavi renk olduğunda, ilerlemek için sağ oka tıklayın.



 HeartSine Gateway Configuration Tool, kurulum modundaki tüm HeartSine Gateway'leri arayacaktır.



11. HeartSine Gateway açıldığında, kurulum modunda ve PC'nizin/ dizüstü bilgisayarınızın menzilinde olduğunda, MAC adresi ve seri numarası açılır menüde görünecektir. Tek bir HeartSine Gateway bağlamak için, bu listeden ilgili HeartSine Gateway seri numarasını seçin.



12. İlerlemek için sağ oka tıklayın.



14. Ağ türünü görüntülemek için "AyarlaR" 🏠 üzerine tıklayın. Ağ türünü değiştirmeniz gerekiyorsa, açılır menüden 🕂 bir seçenek belirleyin.



 HeartSine Gateway Configuration Tool, HeartSine Gateway'e bağlanmaya çalışacaktır. Bir ilerleme ekranı görünür.



15. İlerlemek için sağ oka tıklayın.

Ağ için girdiğiniz veriler HeartSine Gateway tarafından alındığında, ekranda yeşil bir onay işareti görünecektir (gösterildiği gibi) ve HeartSine Gateway durum göstergesi sabit yanan yeşil renk olacaktır. HeartSine Gateway Configuration Tool ve HeartSine Gateway arasındaki bağlantı devre dışı bırakılacaktır.



- 17. HeartSine Gateway, Wi-Fi ağına bağlanmaya çalışacaktır. Bağlantı başarılı olursa, kapatmadan önce HeartSine Gateway durum göstergesi sabit yanan yeşil renk olacaktır. Bağlantı başarılı olmazsa, gösterge mavi renkte yanıp sönmeye başlayacaktır. Bu durumda, ağ için girdiğiniz bilgilerin doğru olmadığı muhtemeldir ve tekrar girilmelidir. Sahip olduğunuz verilerin doğru olduğunu onaylayın ve bu adımların her birini tekrarlayın.
- 18. Birden fazla HeartSine Gateway aygıtı için, her bir HeartSine Gateway için bu adımları tekrarlayın.
- 19. Programı kapatmak için sağ oka tıklayın.
- **20.** Herhangi bir adımı tekrarlamanız gerekiyorsa, programı yeniden başlatın ve adımları tekrarlayın.

Not: Bazı durumlarda, BT departmanınıza, ağınıza erişebilmesi için HeartSine Gateway'in MAC adresini vermeniz gerekebilir. MAC adresi, Bölüm 2'de gösterildiği gibi MAC adresi etiketinde bulunur

LIFELINKcentral'a bağlantının başarılı olduğunu onaylayın

HeartSine Gateway'inizi ağınıza bağladığınızda, HeartSine Gateway'inizin kaydedildiğini ve çalıştığını onaylamak için LIFELINKcentral AED program manager hesabınıza gidin. Bağlantı başarılı olduysa, bağlı HeartSine AED, LIFELINKcentral'da "Equipment" (Ekipman) kısmında görünecektir ya da HeartSine Gateway, AED için bir aksesuar olarak görünecektir.

- 1. LIFELINKcentral hesabınıza girin.
- 2. "Equipment" sayfasına gidin ve AED'nizin durumunun "READY" olduğunu doğrulayın.

ctrykon LIFELINKcer	ntral [™]							۲
	AGER Demo Basic C	ustomer Account / All Sites			welco Smith	ME I, Jane		≡
My Account	Equipment				R	0	Ø	
Sites 1			0	0	0	U	0	
Equipment 1	samaritan PAD 350P (19	909020382)						
Accessories >	READY							
Ready 1	This device is ready to use.							
People 1	Site	Demo Basic Customer Ac	count (BB03	2566)				
	Location	Not Specified						
Resource Center	Readiness Reported Time	7/9/2021 1:34 PM via Hea	artSine Gatev	way				
	Accessory Kit	Pad-Pak (A3477) expires	on 1/1/2024					
	Unique Device Identification (UDI)	Not Specified						
	Mobile Device	No						
	Device State	Active						
	Device Manufacturer	HeartSine						
	Date Added	3/30/2020						
	Software Version	4.0.4						
	Software and Setup Options Status	Unmanaged						
	Public Access To Device							
	Publicly Available	No						

Notlar:

- Durum "NOT READY" (HAZIR DEĞİL) ise, bu kılavuzun Sorun Giderme bölümüne bakın
- Ekipman listesinde AED görüntülenmiyorsa, aksesuar liste görünümünde HeartSine Gateway hazırlık durumunu kontrol edin. Hazırlık durumu "NEEDS ATTENTION" (DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR (AED bağlı değil)) olduğunda, AED düzgün şekilde bağlanmamıştır veya AED cihazı modeli HeartSine Gateway tarafından desteklenmemektedir

HeartSine Gateway'inizi farklı bir Wi-Fi ağına bağlama

HeartSine Gateway'inizi farklı bir Wi-Fi ağına bağlamak için, güç butonuna yaklaşık altı saniye (HeartSine Gateway'deki durum LED'i sabit mavi yanıncaya kadar) basılı tutarak HeartSine Gateway'i kurulum moduna getirin ve ağınıza bağlanmak için adımları tekrarlayın.

HeartSine Gateway'inizi farklı bir HeartSine AED'ye bağlama

HeartSine Gateway'inizi farklı bir HeartSine AED'ye bağlamak için, HeartSine Gateway'i geçerli AED'den ayırmak için çıkarma aletini kullanın ve daha önce açıklandığı gibi yeni AED'ye takın. HeartSine Gateway'i önceden yapılandırılmış Wi-Fi ağına otomatik olarak bağlamak için HeartSine Gateway güç butonuna basıp bırakın.

Bölüm 6 Pad-Pak'inizin bitiş tarih(ler)ini ayarlayın

HeartSine Gateway'inizi kaydetmeye ek olarak, HeartSine AED'inizle birlikte gelen her bir Pad-Pak veya Pediatric-Pak için bitiş tarihini ayarlamalısınız. Bu, her bir Pad-Pak veya Pediatric-Pak'in bitiş tarihini izlemek ve her bir Pad-Pak veya Pediatric-Pak'in değiştirilmesi gerektiğinde bildirim sağlamak için LIFELINKcentral'ı etkinleştirir.

Bunu yapmak için, her bir Pad-Pak veya Pediatric-Pak için seri numarasına ve bitiş tarihine ihtiyacınız olacaktır. Bunlar, gösterildiği gibi Pad-Pak veya Pediatric-Pak'in arkasındaki etikette bulunmaktadır.



Her bir Pad-Pak veya Pediatric-Pak'i kaydetmek için:

- "Equipment" bölümünden, Pad-Pak veya Pediatric-Pak'ın birlikte kullanılacağı ve/veya saklanacağı AED'ye tıklayın.
- 2. Üzerine tıklayın 🕢.

	FELINKcer	ntral™							۲
	D PROGRAM MAN	AGER [emo Basic Customer Account / Al	Sites		welco Smith	^{ME} , Jane		≡
My Account Sites Equipment	1	Equipsion Samaritan PAE	oment 0 350P (19D90020382)	۵	۲	8 2	0	\oslash	
Accessories	>	READY							1
Ready	1	This device is read	ly to use.						
People	1	Site	Demo Basic Custor	ner Account (BB0	32566)				
Resource Center		Readiness Reported	Time 7/9/2021 1:34 PM v	ia HeartSine Gate	eway				
		Accessory Kit	Pad-Pak (A3477) e	pires on 1/1/2024	1				

3. "Accesories" ekranından, 🔶 (Aksesuar Ekle) üzerine tıklayın.

	ANAGER Demo Basic Customer Account / All Sites vel.cowe Smith, Jane	ۍ کې ۲
My Account	Samaritan PAD 350P (19D90020382): Accessories ⊕	
Equipment 1	Enter text to search the list below Q X	
Accessories >	There are no items to display.	
Ready 1		
People 1		
Resource Center		

4. Model menüsünden, "Pad-Pak" veya "Pediatric-Pak"i seçin.

Add Accessory		×
Model*	Select one	~
	Select one	~
	HeartSine Gateway	
	Pad-Pak (4)	
There are no items to displa	y. Pad-Pak (US)	
	Pad-Pak(TSO)	
	Pediatric-Pak	~

- Pad-Pak veya Pediatric-Pak etiketinde belirtilen "Expiration Date" ("Bitiş Tarihi")ni (AA/GG/YYYY) girin.
- 6. Etiketten "Lot Code" (Parti Kodu)nu (sayı) girin.
- 7. Bir Pad-Pak'i bir cihazla ilişkilendirmek için, "Associated With Device" (Cihazla İlişkilendirildi) ye tıklayın.
- Açılır menüden, Pad-Pak'in ilişkilendirilmiş olduğu cihazı seçin.
- 9. Pad-Pak veya Pediatric-Pak AED'ye takılıysa, "Attached to Device" (Cihaza Bağlandı) üzerine tıklayın.
- 10. "Submit" (Gonder) üzerine tıklayın.

Add Accessory		×
Model*	Pad-Pak v]
Customer ID]
Serial Number]
Expiration Date	6	
Lot Code		
Associated With Device	☑ ◀ 7)	(8)
Associated Device	samaritan PAD 350P (19D90020382)	\sim
Attached To Device	⊻ 9 1 0	
	Submit Cancel	



Başarıyla kaydedilmişse, Pad-Pak veya Pediatric-Pak'iniz aksesuar listesinde görünecektir.

Bölüm 7 HeartSine AED'nizi İzleme

HeartSine Gateway, otomatik olarak çalışmak üzere tasarlanmıştır. HeartSine Gateway, AED içerisinde depolanan kendi kendini sınama verilerini ayıklayarak, AED'sini günlük olarak etkinleştirecek ve bağlanacak ve verileri haftalık olarak LIFELINKcentral AED program manager hesabınıza yükleyecektir. HeartSine Gateway veri paketi yüklemesini tamamladığında, bir "uyku" moduna girecektir.

Ek bir "denetim" yapmak için, HeartSine Gateway güç butonuna basıp bırakın. Bu, son AED kendi kendine sınamadan elde edilen verileri LIFELINKcentral AED program manager hesabınıza yükleyecektir.

Planlanan denetim sırasında HeartSine Gateway ve LIFELINKcentral arasında iletişim yoksa, AED ve bağlı HeartSine Gateway'i gözle kontrol etmeniz önerilir.

ÖNLEM HeartSine Gateway pil ömrü normal işlemlere dayanmaktadır. Ek denetimler yapmak, pil ömrünü daha çabuk tüketecektir

Bölüm 8 HeartSine Gateway'inizin bakımı

Pilin korunması

HeartSine Gateway, dört adet CR123A 3V pille çalışır. HeartSine Gateway LED göstergesi kırmızı olduğunda, piller düşük olabilir. HeartSine Gateway'de düşük pil gücünün bildirilmesi için önceden ayarlanmış kullanıcı e-posta hesabına bir e-posta bildirimi gönderilecektir.

Piller, HeartSine Gateway AED'den çıkarılarak ve pil kapaklarının vidası sökülerek değiştirilebilir (bkz. Bölüm 3).

Tüm pilleri aynı anda değiştirerek pillerin HeartSine Gateway pil bölmesinde belirtildiği gibi takıldığından emin olun. Yeni pilleri eskileriyle karıştırmayın.

Tükenmiş pilleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde atın.

GÜVENLIK RISKI VE OLASI EKIPMAN HASARI

- Şarj edilebilir piller, HeartSine Gateway'de **kullanılamaz**. Şarj edilebilir pilleri kullanmak, HeartSine Gateway'e zarar verecek ve garantinizi geçersiz kılacaktır
- Hasarlı piller akabilir ve kişisel yaralanmaya veya ekipman hasarına neden olabilir. Hasarlı veya akan pilleri çok dikkat şekilde tutun

HeartSine Gateway'inizin temizlenmesi

HeartSine Gateway'inizi yılda en az bir defa gözle kontrol etmeniz önerilir. Gerekli ise, aşağıdakilerden biri ile ıslatılmış yumuşak bir bez kullanarak HeartSine Gateway'i temizleyin:

- Aşındırıcı olmayan sabun ve su
- İzopropil alkol (%70'lik çözelti)

\land ÖNLEM

- HeartSine Gateway'in herhangi bir parçasını suya veya herhangi bir sıvıya **batırmayın** Sıvılara batırmak, HeartSine Gateway'e ciddi şekilde zarar verebilir veya elektrik çarpmasına neden olabilir
- HeartSine Gateway'in herhangi bir parçasını veya aksesuarlarını aşındırıcı gereçlerle ya da temizleyicilerle (örneğin çamaşır suyu veya çamaşır suyu seyreltimleri) **temizlemeyin**
- HeartSine Gateway'i sterilize etmeye çalışmayın

Garanti bilgisi

HeartSine ayrıntılı garanti beyanı için Ek F'ya bakın.

Ek A Uyarılar ve önlemler A

UYARILAR

Gövdeyi açmayın

Hiçbir koşulda HeartSine Gateway'i açmaya veya onarmaya **çalışmayın**. Hasar şüphesi varsa, yerel Yetkili Dağıtıcınıza veya Stryker temsilcisine başvurun.

Şarj edilebilir piller kullanmayın

Şarj edilebilir piller **kullanmayın**. Bu piller, HeartSine Gateway'e zarar verecek ve garantinizi geçersiz kılacaktır.

HeartSine Gateway'in AED'den çıkarılması

Verilen çıkarma aletinden başka bir şey kullanarak HeartSine Gateway'i çıkarmaya **çalışmayın**. Verilen çıkarma aletinden başka bir şey kullanmak, HeartSine Gateway'e ve AED'ye zarar verebilir.

Mikro USB bağlantı noktası

Yalnızca Saver EVO programına bağlantı için kullanın. Mikro USB portunu başka herhangi bir amaç için kullanmaya teşebbüs **etmeyin**.

Arızalı HeartSine Gateway

HeartSine Gateway'in arızalı olduğundan şüpheleniyorsanız, AED'den çıkarın ve müşteri desteğine başvurun.

EMC (elektromanyetik uyumluluk) uyarıları

Hatalı çalışmaya neden olabileceğinden, HeartSine Gateway'in başka elektronik ekipmanlarla bitişik veya başka ekipmanlarla üst üste kullanılmasından kaçınılmalıdır. Bu tür bir kullanımın gerekli olması halinde, HeartSine Gateway ve diğer ekipmanlar normal çalışır durumda olduklarını doğrulamak için gözlenmelidir. Taşınabilir RF iletişim ekipmanları (anten kabloları ve harici antenler gibi çevre birimleri dahil), HeartSine Gateway'in üretici firma tarafından belirtilen kablolar dahil olmak üzere hiçbir parçasına 30 cm'den (12 inç) daha yakında kullanılmamalıdır. Aksi halde, HeartSine Gateway'in performansında bozulma ortaya çıkabilir.

ÖNLEMLER

Sıcaklık aralığı

HeartSine Gateway, 0°C ila 50°C (32°F ila 122°F) sıcaklık aralığında çalışmak üzere tasarlanmıştır. HeartSine Gateway'in bu aralık dışında kullanılması, arızalanmasına neden olabilir.

Koruma sınıfı

HeartSine Gateway, toz ve su sıçramalarına karşı IP56 derecelendirmeye sahiptir. IP56 derecelendirmesinin HeartSine Gateway'in suya veya herhangi bir sıvıya batırılmasını kapsamadığını unutmayın. Sıvılara batırmak, HeartSine Gateway'e ciddi şekilde zarar verebilir veya yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.

Pil ömrünü uzatma

Bekleme ömrünü azaltabileceğinden, HeartSine Gateway'i gereksiz yere çalışmayın.

HeartSine Gateway'in doğru şekilde imha edilmesi

HeartSine Gateway'i ulusal veya yerel yönetmeliklerinize uygun olarak imha edin veya destek için Yetkili Dağıtıcınıza veya Stryker temsilcisine başvurun.

Ek B Sorun Giderme

Sorun	Çözüm
HeartSine Gateway açılmıyor	 Pillerin doğru şekilde takıldığından emin olun Piller tükenebilir; pilleri dört adet yeni şarj edilemez CR123A 3V pille değiştirin
Oturum açma adımı ve parolamı içeren bir e-posta almadım	 Önemsiz posta/ istenmeyen posta klasörünüzü kontrol edin. Ülkenizdeki LIFELINKcentral e-posta adresinden gelen e-postalara izin vermek için e-posta filtrelerini ayarlamanız gerekebilir (Doğru e-posta adresinin listesi için Ek D'e bakın) E-postanım kuruluşunuzdaki başka bir kişiye gönderilip gönderilmediğini kontrol edin. E-postayı bulamazsanız, yerel Yetkili Dağıtıcınıza veya Stryker temsilcisine başvurun
İndirilen HeartSine Gateway Yapılandırma Aracı dosyası bilgisayarımda görünmedi	• PC/dizüstü bilgisayarınızdaki "İndirmeler" klasörünü kontrol edin
HeartSine Gateway kurulum moduna girmeyecektir	 LED'in kapalı olduğundan emin olun, ardından güç butonuna en az altı saniye basılı tutun. LED sabit yanan mavi renk olur. LED renk değiştirmezse, yerel Yetkili Dağıtıcınıza veya Stryker temsilcisine başvurun
HeartSine Gateway seri numarası, HeartSine Gateway Yapılandırma Aracında görünmez	 HeartSine Gateway'in kurulum modunda olduğundan emin olun (LED sabit yanan mavi renkte olmalıdır). Değilse, güç butonuna basın ve LED sabit yanan mavi renk olana kadar en az altı saniye basılı tutun HeartSine Gateway'in PC/dizüstü bilgisayarın Wi-Fi menzilinde olduğundan emin olun PC/dizüstü bilgisayar Wi-Fi listesini manüel olarak venileyin

Sorun	Çözüm
HeartSine Gateway, HeartSine Gateway Yapılandırma Aracına bağlanmıyor	 Seri numarasının ve MAC adresinin doğru olduğundan emin olun HeartSine Gateway'i kurulum moduna getirmek için güç butonuna altı saniye basılı tutun (LED sabit yanan mavi renkte olmalıdır) ve kurulum işlemini tekrarlayın
HeartSine Gateway, ağa bağlanmayacaktır	 Bu, Wi-Fi sinyal gücünün AED'yi Wi-Fi ağına bağlamak için yeterince güçlü veya uygun olmadığı anlamına gelebilir. Wi-Fi'nin çalıştığını ve yeterli sinyal gücüne sahip olduğunu onaylayın AED'yi Wi-Fi erişim noktanıza yaklaştırın ve tekrar deneyin. Yardıma ihtiyacınız varsa, yerel Yetkili Dağıtıcınıza veya Stryker temsilcisine başvurun SSID ve parolanın doğru girildiğinden emin olun Ağınız MAC adresi filtreleme kullanıyorsa, HeartSine Gateway MAC adresini onaylı listenize eklediğinizden emin olun
MAC Adresime ihtiyacım var	• MAC adresi etiketi, ayrıca HeartSine Gateway'in alt kısmında da bulunmaktadır. (Tam konumu için Bölüm 2'ye bakın.) HeartSine Gateway bir AED'ye takılıysa, güvenli çıkarma talimatları için Bölüm 3'e bakın
AED, LIFELINKcentral AED program manager gösterilmiyor	 güç butonuna altı saniye basılı tutarak HeartSine Gateway'i kurulum moduna getirin (LED sabit yanan mavi renkte olacaktır) ve HeartSine Gateway'inizi bağlamak için adımları tekrarlayın. Sorun devam ederse, yardım için yerel Yetkili Dağıtıcınıza veya Stryker temsilcisine başvurun LIFELINKcentral'dan HeartSine Gateway'in hazırlık durumunu kontrol edin HeartSine Gateway durumu "DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR" (AED Bağlı Değil) olduğunda, AED düzgün şekilde bağlanmamıştır veya AED cihazı HeartSine Gateway tarafından desteklenmemektedir. Yalnızca 2013 yılında veya sonrasında üretilen HeartSine samaritan cihazları desteklenmektedir

LIFELINKcentral AED program manager'dan AED'imin "NOT READY" veya "NEEDS ATTENTION" durumunda olduğuna iliskin bir e-posta aldım

VEYA

AED, LIFELINKcentral AED program manager'da "NOT READY" veya "NEEDS ATTENTION" şeklinde görünüyor

Çözüm

 Bir e-posta aldıysanız, LIFELINKcentral'ı açmak ve bu sayfanın altındaki ekranda gösterildiği gibi ekipman durumu ayrıntılarını görüntülemek için e-posta içerisindeki bağlantıya tıklayın.

Prom: LIFELINKCentral ^{III} Notifications Service <veb@lifikelink.eu.lifenetsystems.com> Sent: Friday, July 9, 2021 14:35 PM To: Subject: LIFELINKCentral: Device Readiness (Not Ready)</veb@lifikelink.eu.lifenetsystems.com>	
LIFELINKcentral [™] AED PROGRAM MANAGER	stryker
The readiness status of your device has changed to Not Ready (Self-Test).	
Account: Demo Basic Customer Account (BB032566)	
Site: Demo Basic Customer Account (BB032566)	
Device:	
Device Model: samaritan PAD 350P	
Serial Number: 19090020382	
AED Location:	
Readiness Status: Not Ready (Self-Test)	
Readiness Reported Time: 7/9/2021 1:34:38 PM	
Your device is not ready for use! An issue exists that may prevent the device from we	
Take corrective action immediately.	/
Log on to UIFELINKcentral for more details: <u>https://iifelink.</u> eu.lifenetsystems.com/AllAccounts/0/0/21248/22697/Equipment/4295021980/	
To manage your notifications: log on to your account, open your User Profile, click the Notifications I	con, and click Edit.
Netification occurred: 7/9/2022 1:34:38 PM (UTC+01:06)	

LIFELINKcentral AED program manager'da bir "NOT READY" durumu gördüyseniz, AED'i "Equipment" (Ekipman) kısmından seçin ve gösterildiği gibi ekipman durumu ayrıntılarını görüntüleyin.



Çözüm

(devamı)

LIFELINKcentral AED program manager'dan AED'imin "NOT READY" veya "NEEDS ATTENTION" durumunda olduğuna ilişkin bir e-posta aldım

VEYA

AED, LIFELINKcentral AED program manager'da "NOT READY" veya "NEEDS ATTENTION" şeklinde görünüyor

- "NOT READY" veya "NEEDS ATTENTION" durumuna neden olan sorunu çözmek için HeartSine AED'yi ve HeartSine Gateway'i kontrol edin:
 - Görünür hasar veya aşınma ve yıpranma açısından her birini kontrol edin.
 - Açmak için AED güç düğmesine basın, ardından, kapatmak için tekrar güç düğmesine basın. Hata istemlerini dinleyin ve AED durum göstergesinin yeşil renkte yanıp söndüğünden emin olun.
- 3. Sorunu çözdükten sonra, HeartSine Gateway güç düğmesine basın ve serbest bırakın. Bu, son AED kendi kendine sınamadan elde edilen verileri LIFELINKcentral AED program manager hesabınıza yükleyecektir. AED durumu, gösterildiği gibi "READY" haline değişecektir.

	central~						۲)
AED PROGRAM	MANAGER Demo Basic C	ustomer Account / All Sites		WELD	ws 1, Jane		
My Account Sites 1	Equipment		•	8	0	\oslash	
Equipment Maritan	samaritan PAD 350P (19	9D90020382)					
Ready READY	This device is ready to use.	Demo Basic Customer Accou	unt (BB032566)				
Resource Ce	diness Reported Time	Not Specified 7/9/2021 1:34 PM via HeartS	Sine Gateway				
tion	Ccessory Kit Unique Device Identification (UDI)	Pad-Pak (A3477) expires on Not Specified	1/1/2024				
	Device State Device Manufacturer	Active HeartSine					
	Date Added Software Version	3/30/2020					
	Software and Setup Options Status	Unmanaged					
	Public Access To Device						
	Publicly Available	No					

Çözüm

(devamı)

LIFELINKcentral AED program manager'dan AED'imin "NOT READY" veya "NEEDS ATTENTION" durumunda olduğuna ilişkin bir e-posta aldım

VEYA

AED, LIFELINKcentral AED program manager'da "NOT READY" veya "NEEDS ATTENTION" şeklinde görünüyor 4. NOT READY - (BATTERY) mesajı aldıysanız ve sorunu çözdüyseniz (AED durum göstergesi yeşil renkte yanıp sönüyorsa), AED'i READY durumuna sıfırlamak için LIFELINKcentral AED program manager'da bir manüel inceleme yapmanız gerekecektir.

"Equipment" menüsünden "Inspect" üzerine tıklayın.*

Stryker LIFELINKcentral" AED PROGRAM MARKER Demo Basic Customer Account / At Stats Stream Jace							
Alerts	Equipment		@	0	0	0	
My Account	© Equipment		٢	9	U	0	
Sites 1	samaritan PAD 3	020382) Inspections					
Equipment 3	NOT READY (BATTER						
Manage Equipment >	This device is not read,	eplace the battery immediately. Contac	t Account Sug	<u>oport</u> if you r	leed to reord	der.	
	Site	Demo Basic Customer Account (BB03	12566)				
	Location	Not Specified					
AEDs Ready	Readiness Reported Time	7/21/2021 1:41 PM via HeartSine Gat	eway				
	Unique Device Identification (UDI)	Not Specified					
	Mobile Device	No					
Ready 1	Manual Inspection Schedule	AED Inspection Schedule					

5. "Perform Inspection" 🛇 üzerine tıklayın.

	ntral~			۲
SUIVEL AED PROGRAM MAN	VAGER Demo Basic Ci	ustomer Account / All Sites	welcome Smith, Jane	
Alerts My Account Sites 1	Equipment samaritan PAD 350P (19)	Insect V (A) (A)	B () (0
Equipment 3 < Manage Equipment >	NOT READY (BATTER) This device is not res	Perform Inspection the battery immediately. Contact Account 5 cemo Bastic Customer Account (BB032555)	Support if you need to reorder.	
AEDs Ready 1 of 3	Location Readiness Reported Time Unique Device Identification (UDI) Mobile Device	Not Specified 7/21/2021 1:41 PM via HeartSine Gateway Not Specified No		
Ready 1	Manual Inspection Schedule Device State	AED Inspection Schedule Active		
Not Ready 2 People 1	Device Manufacturer Date Added	HeartSine 7/21/2021		

* "Inspect" düğmesi sizdeki LIFELINKcentral sürümünde yoksa, heartsinesupport@stryker.com adresinden iletişime geçin.

Çözüm

(devamı)

LIFELINKcentral AED program manager'dan AED'imin "NOT READY" veya "NEEDS ATTENTION" durumunda olduğuna ilişkin bir e-posta aldım

VEYA

AED, LIFELINKcentral AED program manager'da "NOT READY" veya "NEEDS ATTENTION" şeklinde görünüyor Aygıtı bulduğunuzu ve sorunu çözdüğünüzü belirtmek için "Device Present" onay kutusuna (6a) ve "Flashing Green" (Yanıp Sönen Yeşil) butona (6b) tıklayın.

7. "Submit"e tıklayın.

Perform Inspection samaritan PAD 350P (19D90020382)		×
EQUIPMENT INFORMATION		\sim
ACCESSORIES		\sim
INSPECTION CHECKLIST	6 a	^
Device Present		
Visible Damage	□ (6b)	
Readiness Indicator	Flashing Green	
	Flashing Red	
	Off	
Readiness Status	Ready	
NOTES		\sim
	Submit Cancel	

Çözüm

(devamı)

LIFELINKcentral AED program manager'dan AED'imin "NOT READY" veya "NEEDS ATTENTION" durumunda olduğuna ilişkin bir e-posta aldım

VEYA

AED, LIFELINKcentral AED program manager'da "NOT READY" veya "NEEDS ATTENTION" şeklinde görünüyor AED, şimdi LIFELINKcentral'da "READY" olarak gösterilmelidir (gösterildiği gibi).

	ntral"							٤ (1
AED PROGRAM MAN	AGER Demo Basic Ci	ustomer Account / All Site	:5		water Smith	‱∈ I, Jane		
My Account Sites Equipment	Equipment samaritan PAD 350P (19)	D90020382)	۵	۲	8	0	Ø	
Accessories >	READY				_			
Ready 1	Site	Demo Basic Customer	Account (BB0	32566)	$\mathbf{\hat{o}}$			
People 1	Location	Not Specified			3	/		
Resource Center	Readiness Reported Time	7/9/2021 1:34 PM via H	leartSine Gate	rway	\sim			
	Accessory Kit	Pad-Pak (A3477) expire	es on 1/1/2024					
	Unique Device Identification (UDI)	Not Specified						
	Mobile Device	No						
	Device State	Active						
	Device Manufacturer	HeartSine						
	Date Added	3/30/2020						
	Software Version	4.0.4						
	Software and Setup Options Status	Unmanaged						
	Public Access To Device							
	Publicly Available	No						

9. HeartSine Gateway'in LIFELINKcentral ile iletişim kurduğunu doğrulamak için, HeartSine Gateway güç düğmesine basın ve serbest bırakın. Ardından zamanın güncellendiğini doğrulamak için "Readiness Reported Time" (Hazırlık Bildirilme Zamanı)na tıklayın.

Ek C LED durum göstergesi

HeartSine Gateway'in ön tarafındaki LED durum göstergesi durumunu gösterecektir.

LED Durumu	Koşul	Bilgi
Sabit yeşil	HeartSine Gateway Etkin	HeartSine Gateway etkindir ve AED'den veri indiriyor veya verileri LIFELINKcentral AED program manager iletiyor.
Sabit mavi	Ağ Kurulum Modu	Sistem Ağ Kurulum Modundadır.
Yanıp sönen mavi	Bağlı Değil	HeartSine Gateway, ağa bağlantı bulunmaması, ağ kuralları tarafından engellenmesi veya sahadan İnternete bağlantının bulunmaması nedeniyle LIFELINKcentral'le iletişim kuramıyor.
Sabit kırmızı	Kritik Hata	Kritik bir hata tespit edildi. Ayrıntılar için LIFELINKcentral AED program manager başvurun.
Sabit siyah	Güç Kapalı	HeartSine Gateway kapalı.
Sabit beyaz	Kayıtlı Değil	HeartSine Gateway, LIFELINKcentral AED program manager kayıtlı değildir.

Ek D **Ağ gereklilikleri**

HeartSine Gateway güvenli bir ağ üzerinde uygun parola kontrolleriyle birlikte kullanılmalıdır. HeartSine Gateway tarafından desteklenen veya desteklenmeyen (belirtildiği şekilde) güvenlik protokollerinin listesi aşağıdadır.

Desteklenen güvenlik protokolleri

- Açık*
- WPA-Kişisel
- WPA2-Kişisel

Desteklenmeyen güvenlik protokolleri

- WPA-Kurum
- WPA2-Kurum
- WEP

Siber güvenlik

HeartSine Gateway Yapılandırma Aracı PC'nizde/dizüstü bilgisayarınızda yüklenmişse:

- Bilgisayarınızda oturum açmak için güçlü bir parola kullanın. Parola, büyük ve küçük harf ve rakam ve simge içermelidir
- Bilgisayarınız için tüm Microsoft güvenlik yamalarının uygulandığından emin olun
- Bilgisayarınızda antivirüs/zararlı yazılım önleyici yüklenmesi, etkinleştirilmesi ve güncel tutulması önerilir

Bir güvenlik olayını raporlama

HeartSine Gateway'i içeren bir güvenlik olayı olması halinde, lütfen heartsinesupport@stryker. com adresinden HeartSine müşteri desteğini derhal arayın.

^{*}Bir kullanıcı anlaşması sayfası bulunmayan açık ağlar desteklenir.

Ağ yapılandırması

HeartSine Gateway kablosuz veri iletiminin çalışması için internet erişimi gereklidir. Ağ güvenlik sistemlerinin, LIFELINKcentral web sitesine iletişimi uygun şekilde sağlayacak şekilde yapılandırılması gerekebilir. İnternete bağlı bir ağı güvenli hale getirmek için birçok yöntem vardır. Ağınızda HeartSine Gateway'i başarıyla uygulamanıza yardımcı olmak için, aşağıdaki bilgiler dikkate alınmalıdır.

Tüm çözümler için, LIFELINKcentral'ın İnternet'te bulunduğu yer hakkında ayrıntıları bilmek gerekebilir.

- LIFELINKcentral için FODN'ler sayfa 46 ve 47'de verilmiştir.
- LIFELINKcentral için IP alt ağı:

Kanada, İrlanda ve Birleşik Krallık 74.200.9.46, 255.255.255.240 veya 28 bit'lik bir alt maske Diğer tüm konumlar: 62.29.175.224, 255.255.255.240 veya 28-bit'lik bir alt maske

• Lütfen aşağıdaki açık erişim son noktasının da erişilebildiğinden emin olun: https://pool.lifenetsystems.com

LIFELINKcentral sistem özellikleri

- Protokol Gizliliği olan Köprü Metni Aktarım Protokolü (HTTPS)
- Bağlantı TLS 1.0, 1.1, 1.2; 128 bit veya daha yüksek şifreleme; RSA 2048 bit veya ECDSA 256 bit anahtar değişimi

MAC adresi filtreleme

Ağınız MAC adresi filtreleme kullanıyorsa, HeartSine Gateway MAC adresinin ağ trafiği için erişim izin verildiğinden lütfen emin olun. HeartSine Gateway MAC adresinizi bulmaya ilişkin ayrıntılar için, lütfen Bölüm 2'ye bakın.

E-posta filtreleri

E-posta filtrelerinin, LIFELINKcentral'dan gelen e-postalara izin verecek şekilde ayarlanması gerekebilir. Ülkeniz için e-posta, sayfa 46 ve 47'deki tabloda verilmiştir.

Ülke

URL Kayıt adı

ABD Virjin Adaları https://lifelink.lifenetsystems.com Almanva https://lifelink-de.lifenetsystems.com Amerika Birleşik Devletleri https://lifelink.lifenetsystems.com Arjantin https://lifelink-ar.lifenetsystems.com Avustralva https://lifelink-au.lifenetsystems.com https://lifelink-at.lifenetsystems.com Avusturya Bahreyn https://lifelink-bh.lifenetsystems.com Belcika https://lifelink-be.lifenetsystems.com Birlesik Arap Emirlikleri https://lifelink-ae.lifenetsystems.com Birleşik Krallık https://lifelink-uk.lifenetsystems.com Danimarka https://lifelink-dk.lifenetsystems.com Faroe Adalari https://lifelink-fo.lifenetsystems.com Finlandiya https://lifelink-fi.lifenetsystems.com Fransa https://lifelink-fr.lifenetsystems.com Grönland https://lifelink-gl.lifenetsystems.com Güney Afrika https://lifelink-za.lifenetsystems.com Hollanda https://lifelink-nl.lifenetsystems.com Hong Kong https://lifelink-hk.lifenetsystems.com İrlanda https://lifelink-ie.lifenetsystems.com İspanya https://lifelink-es.lifenetsystems.com İsrail https://lifelink-il.lifenetsystems.com İsvec https://lifelink-se.lifenetsystems.com İsvicre https://lifelink-ch.lifenetsystems.com

E-posta adresi*

no-reply@lifelink.lifenetsystems.com web@lifelink-de.lifenetsystems.com no-reply@lifelink.lifenetsystems.com web@lifelink-ar.lifenetsystems.com web@lifelink-au.lifenetsystems.com web@lifelink-at.lifenetsystems.com web@lifelink-bh.lifenetsystems.com web@lifelink-be.lifenetsystems.com web@lifelink-ae.lifenetsystems.com web@lifelink-uk.lifenetsystems.com web@lifelink-dk.lifenetsystems.com web@lifelink-fo.lifenetsystems.com web@lifelink-fi.lifenetsystems.com web@lifelink-fr.lifenetsystems.com web@lifelink-gl.lifenetsystems.com web@lifelink-za.lifenetsystems.com web@lifelink-nl.lifenetsystems.com web@lifelink-hk.lifenetsystems.com web@lifelink-ie.lifenetsystems.com web@lifelink-es.lifenetsystems.com web@lifelink-il.lifenetsystems.com web@lifelink-se.lifenetsystems.com web@lifelink-ch.lifenetsystems.com

Ülke

URL Kayıt adı

İtalya https://lifelink-it.lifenetsystems.com https://lifelink-ip.lifenetsystems.com Japonya Kanada https://lifelink-ca.lifenetsystems.com Katar https://lifelink-ga.lifenetsystems.com Kolombiva https://lifelink-co.lifenetsystems.com Kosta Rika https://lifelink-cr.lifenetsystems.com Kuveyt https://lifelink-kw.lifenetsystems.com https://lifelink-li.lifenetsystems.com Lihtenstavn Lüksemburg https://lifelink-lu.lifenetsystems.com Malta https://lifelink-mt.lifenetsystems.com Norvec https://lifelink-no.lifenetsystems.com Peru https://lifelink-pe.lifenetsystems.com Polonya https://lifelink-pl.lifenetsystems.com Porto Riko https://lifelink.lifenetsystems.com Singapur https://lifelink-sg.lifenetsystems.com Suudi Arabistan https://lifelink-sa.lifenetsystems.com Şili https://lifelink-cl.lifenetsystems.com Umman https://lifelink-om.lifenetsystems.com Ürdün https://lifelink-jo.lifenetsystems.com Uruguay https://lifelink-uy.lifenetsystems.com Yeni Zelanda https://lifelink-nz.lifenetsystems.com

E-posta adresi*

web@lifelink-it.lifenetsystems.com web@lifelink-ip.lifenetsystems.com web@lifelink-ca.lifenetsystems.com web@lifelink-ga.lifenetsystems.com web@lifelink-co.lifenetsystems.com web@lifelink-cr.lifenetsystems.com web@lifelink-kw.lifenetsystems.com web@lifelink-li.lifenetsystems.com web@lifelink-lu.lifenetsystems.com web@lifelink-mt.lifenetsystems.com web@lifelink-no.lifenetsystems.com web@lifelink-pe.lifenetsystems.com web@lifelink-pl.lifenetsystems.com no-reply@lifelink.lifenetsystems.com web@lifelink-sg.lifenetsystems.com web@lifelink-sa.lifenetsystems.com web@lifelink-cl.lifenetsystems.com web@lifelink-om.lifenetsystems.com web@lifelink-jo.lifenetsystems.com web@lifelink-uy.lifenetsystems.com web@lifelink-nz.lifenetsystems.com

* Bu e-posta adresleri izlenmez ve gelen e-postaları kabul etmeyecektir.

Ek E Teknik veriler

Fiziksel özellikler

Boyut	17 x 7 x 5 cm (6,69 x 2,76 x 1,97 inç)
Ağırlık	115 g (0,25 lb)
Ağırlık (piller takılıyken)	185 g (0,41 lb)

Çevresel özellikler

Çalışma/Bekleme Sıcaklığı	0°C - 50°C (32°F - 122°F)	
Taşıma Sıcaklığı	0°C - 50°C (32°F - 122°F)	
	Not: Cihaz ilk kez alındığında, 0°C ila 50°C (32°F ila 122°F) arasındaki bir ortam sıcaklığında en az 24 saat bırakılması önerilir	
Bağıl Nem	%5 - %95 yoğuşmasız	
Kutu	IEC 60529 IP56	
Yükseklik	0 ila 4572 metre (0 ila 15.000 fit) arası	
Elektrik Çarpması	MIL-STD 810F: 2000 Yöntem 516.5 Prosedür 1	
Titreşim	MIL-STD 810F: 2000 Yöntem 514.5 Prosedür 1 kategoriler 4 ve 7	
EMC	IEC 60601-1-2	

İletişim

İletişim	LIFELINKcentral AED program manager'a kablosuz 802.11 b/g/n aktarım
Frekans Bantları	2412-2472 Mhz
Maksimum Frekans İletilen Güç	18dBm

Piller

Tür	CR123A 3V, Şarj edilemez
Tür Numarası	6205
Adı IEC	CR 17345
Boyut	34,5 x 17 mm (1,35 x 0,67 inç)
Ağırlık	17 g (0,04 lb) (1 x Pil) 68 g (0,15 lb) (4 x Pil)
Sistem	Lityum Mangan Dioksit (Li ${\rm MnO}_2)$ / Organik Elektrolit
UL Onaylı	MH 13654 (N)
Nominal Gerilim	3 V
Normal Kapasite C Yük 100 Ohm, 20°C'de	1550 mAh, 2 V'a kadar
Hacim	7 ccm (0,43 inç ³)
Kodlama	Üretim Tarihi Ay / Yıl

Elektromanyetik uygunluk

HeartSine Gateway, tüm profesyonel ve evsel ortamlarda kullanıma uygundur. Yüksek frekanslı cerrahi ekipmanları, radar tesisleri veya radyo vericileri gibi bilinen radyo enerjisi vericilerinin yakınında veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ekipmanlarının yakınında kullanılmaya yönelik değildir.

HeartSine Gateway, aşağıdaki tabloda belirtilen elektromanyetik ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. HeartSine Gateway kullanıcısı, söz konusu ortamlarda kullanılmasını sağlamalıdır.

HeartSine Gateway'in temel performansı, konak defibrilatörün mevcut USB arabirimi üzerinden düzenli aralıklarla veri isteme ve alma ve bu verileri kurulu bir Wi-Fi bağlantısı üzerinden kablosuz olarak iletme yeteneğidir. Aşağıda belirtilen ortamların dışında çalıştırma, HeartSine Gateway aygıtının hatalı çalışmasına neden olabilir.

HeartSine Gateway'in temel performansının ve temel güvenliğinin, aygıtın hizmet ömrü boyunca elektromanyetik bozulmalar bakımından korunmasını sağlamak için gereken özel bir bakım prosedürü yoktur.

Emisyon testi	Uyumluluk	Elektromanyetik ortam - kılavuz
RF CISPR 11	Grup 1 Sınıf B	HeartSine Gateway, sadece dahili fonksiyonu için RF enerjisi kullanır. Bu yüzden, RF emisyonları çok düşüktür ve yakınındaki herhangi bir elektronik ekipmanda parazite neden olması olasılığı azdır. HeartSine Gateway, ev içi ve ev amaçlı kullanılan binaların ihtiyacını karşılayan, kamuya ait düşük gerilimli güç kaynağı ağına doğrudan bağlı olanlar da dahil olmak üzere tüm tesislerde kullanıma uygundur.
Harmonik Emisyon	Geçerli Değil	
IEC/EN 61000-3-2		
Gerilim Dalgalanmaları/ Titreşim Emisyonları IEC/EN 61000-3-3	Geçerli Değil	

Bağışıklık testi	IEC 60601 test düzeyi	Uyumluluk düzeyi	Elektromanyetik Ortam - kılavuz
Elektrostatik Deşarj (ESD) IEC/EN 61000-4-2	±8kV Temas ±15kV hava	±8kV Temas ±15kV hava	Elektrostatik deşarj açısından özel bir gerekli- lik bulunmamaktadır.
Elektrikli hızlı geçici rejimler/ patlamalar IEC/EN 61000-4-4	Geçerli Değil	Geçerli Değil	
Gerilim darbeleri, hattan hatta IEC/EN 61000-4-5	Geçerli Değil	Geçerli Değil	
Gerilim darbeleri, hattan toprağa IEC/EN 61000-4-5	Geçerli Değil	Geçerli Değil	
Güç kaynağı giriş hatlarındaki gerilim düşmeleri, kesintileri ve değişmeleri IEC/EN 61000-4-11	Geçerli Değil	Geçerli Değil	
Güç Frekansı (50/60Hz) Manyetik Alanı IEC/EN 61000-4-8	30A/m	30A/m	Güç frekansı manyetik alanları, tipik bir ticari ya da hastane ortamında tipik bir konumun karakteristik düzeylerinde olmahdır. Ticari olmayan/hastane dışı ortamlar için özel bir gereklilik bulunmamaktadır.
Yayılan RF IEC/EN 61000-4-3	10 V/m 80MHz – 2,7GHz	10V/m 80MHz – 2,7GHz	Taşınabilir ve mobil RF iletişimi ekipmanları, kablolar da dahil olmak üzere, HeartSine samaritan PAD'in hiçbir parçasına, vericinin frekansı için uygun denklemle hesaplan- mış önerilen ayırma mesafesinden veya 30 cm'den, hangisi daha büyükse, daha yakın kullanılmamalıdır. ^a Sembolünü taşıyan ekipmanın yakınında girişim oluşabilir.
İletilen RF IEC/EN 61000-4-6	Geçerli Değil	Geçerli Değil	

^a Cep telefonları, amatör telsiz, FM ve AM radyo yayını ve televizyon yayını için baz istasyonları gibi sabit vericilerin alan şiddetleri, teorik olarak büyük bir doğrulukla tahmin edilemez. Söz konusu durumlarda, elektromanyetik ortamı düzgün şekilde değerlendirmek için bir elektromanyetik saha araştırması yapılması düşünülmelidir. HeartSine Gateway'in kullanılması amaçlanan konumda ölçülen alan şiddeti yukarıdaki geçerli RF uyumluluk düzeylerini aşıyorsa, HeartSine Gateway normal çalıştığını doğrulamak için gözlenmelidir. Anormal performans gözlenirse, mümkünse HeartSine Gateway'in yerinin değiştirilmesi düşünülmelidir.

Not: Bu kılavuzlar, her durumda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım yapılar, nesneler ve insanlar tarafından gerçekleştirilen emilim ve yansımadan etkilenmektedir

Federal Haberleşme Komisyonun (FCC) beyanı

HeartSine Gateway, veri kayıtlarını kablolu veya kablosuz bağlantı yoluyla aktarabilmektedir.

HeartSine Gateway, FCC kurallarının 15. Bölümü ve Industry Canada'nın lisanstan muaf RSS standartları ile uyumludur.

Çalışma, aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

- 1. HeartSine Gateway, zararlı girişime neden olmayabilir ve
- 2. HeartSine Gateway, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere alınan tüm girişimleri kabul etmelidir.

ÖNLEM HeartSine tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir. Radyo sertifika numarasından önce gelen "IC:" terimi, yalnızca Industry Canada teknik özelliklerinin karşılandığı anlamına gelir Ek F

Beyan ve garanti

EC Declaration of Conformity

Manufacturer:	HeartSine Technologies Limited 207 Airport Road West Beffast, BT3 9ED Northern Ireland United Kingdom		
Radio Equipment: Device: Model: Catalog:	HeartSine Gateway Gateway		
	ACC-GTW-XX-01 450-STR-XX-GW (where XX denotes lar	350-STR-XX-GW 500-STR-XX-GW nguage)	360-STR-XX-GW

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of HeartSine Technologies Ltd. who declares that the above named HeartSine Gateway is in conformity with the following regulations:

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU
ROHS2 Directive 2 (Article 4)	2011/65 EU with exceptions Annex III (6c – lead in
	copper alloy), incorporating ROHS3 amendments (EU
	2015/863)

Conformity to the essential requirements of the legislation(s) have been demonstrated by using the following standards:

Health and Safety Article 3.1a:	EC 60601-1:2012Edtion 3.1
EMC Article 3.1b:	Directive 2014/30/EU, EN55011:2009+A1:2010, EN60601-1-2:2014, EN 301498-1 V2:1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, EN61000- 4-2:2009, EN61000-4-3:2006, EN61000-4-3:2010

Spectrum Article 3.2:

R. E. For

EN 300 328 v2.1.1

Signed for and on behalf of: HeartSine Technologies Ltd Place and Date of Issue: Belfast, United Kingdom, 04-May-2021

Signature

Electronically signed by: Rebecca Funston Reason: I approve Date: May 4, 2021 08:46 GMT+1

Date

04-May-2021

Rebecca Funston

Director, Global Regulatory & Clinical Affairs HeartSine Technologies Ltd.

Sınırlı garanti

Kapsama neler dahil? Stryker, asıl son kullanıcı için Stryker ("Yetkili Temsilciler") tarafından yetkilendirilmiş, distribütör, alt distribütör, kişi veya kuruluştan satın alınan tüm HeartSine ürünlerine, malzeme ve iscilik acısından son derece kusursuz olduğunu garanti edecek bir sınırlı garanti sağlar. Bu sınırlı garanti sadece asıl son kullanıcı için geçerlidir ve devir veya temlik edilemez. Asıl son kullanıcı, Stryker veya bir Yetkili Temsilci'den satın alma kanıtı sağlayabilen kişidir. Asıl son kullanıcı olmayan kişiler ürünleri "olduğu gibi" ve tüm hataları ile alır. Lütfen sizin asıl son kullanıcı olduğunuzu gösterecek ve bu garanti kapsamında gecerli bir istek yapmak için uygun olduğunu gösteren satın alma kanıtını hazırlayın. Eğer, satın aldığınız herhangi bir HeartSine ürününü satın aldığınız distribütörün, alt distribütörün, kişi veya kuruluşun, Stryker tarafından yetkili olduğundan emin değilseniz, lütfen +44 28 9093 9400'den veya heartsinesupport@stryker.com 'dan Müsteri Hizmetleri ile temasa geçin.

Süresi ne kadar? Garanti süreleri, asıl son kullanıcıya satış yapıldığı tarihten itibaren, HeartSine samaritan PAD için sekiz (8) yıl ve HeartSine samaritan PAD Trainer ve HeartSine Gateway için iki (2) yıldır. Son kullanma tarihi belirtilen ürünler, son kullanma tarihine kadar garanti altındadır.

Bu Sınırlı garantinin kapsamında olmayanlar: Bu sınırlı garanti, kazalar, servis konumuna taşıma esnasında meydana gelen hasar, tadilat, yetkili olmayan servis, ürünün yetkisiz olarak açılması, talimatları izlemede başarısızlık, yanlış kullanım, yanlış ve yetersiz bakım, istismar, ihmal, yangın, sel, savaş ve doğal afetlerin sonucu olarak oluşan kusurları ve zararları kapsamaz ama bunlarla sınırlı değildir. Başka tıbbi cihaz ile samaritan ürününün uyumu konusunda garanti vermiyoruz.

Bu sınırlı garantinin geçersiz olduğu durumlar: Yetkili Temsilci dışında herhangi bir yerden HeartSine ürünlerinin satın alınması; HeartSine ürününüze, Stryker haricinde kişilerin hizmet vermesi veya onarılması; HeartSine ürününüzün, yetkili olmayan kişiler tarafından açılması veya ürünün Kullanım Talimatlarına uygun olarak ve ürün ile birlikte verilen Kullanım Endikasyonlarına göre kullanılmaması; HeartSine ürününüzün dahilinde ama onla sınırlı olmaksızın uyumsuz piller, parça veya aksesuarlarla kullanılması. Parçalar ve aksesuarlar, HeartSine ürünleri değilse, uyumlu değildir.

Yapmanız gerekenler: Asıl son kullanıcı olarak, satın alınma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, Garanti Onayı Kartı'nı doldurarak,

HeartSine Technologies, Ltd. 207 Airport Road West Belfast Northern Ireland BT3 9ED United Kingdom

adresine göndermeniz veya heartsine.com adresindeki web sitemizdeki Garanti Kaydı bağlantısını kullanarak çevrimiçi kayıt olmanız gerekir. HeartSine ürününüz için garanti hizmeti almak için, yerel Stryker Yetkili Temsilcisi ile temasa geçin veya +44 28 9093 9400 numaralı Müşteri Destek hattını arayın. Teknik tem-silcimiz, telefonda sorununzu çözmeye çalışacak. Eğer gerekirse ve tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, servis hizmeti vereceğiz veya samaritan ürününüzü değiştireceğiz. İznimiz olmadan herhangi bir ürünü geri gönderemezsiniz.

Ne yapacağız: Eğer HeartSine ürününüzde malzeme veya işçilik hatası varsa ve teknik servis temsilcisinin yönlendirdiği şekilde garanti kapsamı içerisinde geri gönderilirse, kendi takdirimize bağlı olarak, ürününüzü onaracağız veya onun yerine, aynı veya benzer tasarım yeni veya yenilenmiş bir ürün vereceğiz. Onarılan veya yenilenmiş ürün, bu sınırlı garanti şart ve koşulları altında (a) 90 gün veya (b) geriye kalan esas garanti süresi altında, hangisi daha uzunsa, garanti başvurusu yapılmış ve garanti süresi dolmamış olması kaydıyla garanti kapsamında olacaktır.

Eğer incelememiz sonucu HeartSine ürününüzde malzeme ve işçilik hatası bulunmazsa, normal servis ücretleri uygulanacaktır.

Sorumluluk Hükümleri ve Sınırları: YUKARIDAKİ SINIRLI GARANTİ, TÜM DİĞER AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİLERİ HARİÇ TUTAR VE DAHİLİNDE, ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, TİCARİ ELVERİŞLİLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, UNVAN VE İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE TÜM ZIMNİ GARANTİLERİN YERİNE GEÇER. Bazı eyaletlerde, zımni garantilerin kısıtlanmasına izin verilmiyor, bu nedenle bu sınırlama sizin için geçerli olmayabilir.

HİÇBİR KİŞİNİN (HERHANGİ BİR TEMSİLCİ, BAYİ VEYA Stryker TEMSİLCİSİ DAHİL), BU SINIRLI GARANTİYE BAŞVURMAK HARİCİNDE, SAMARITAN ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR TEMSİL VE GARANTİ YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR,

HERHANGİ BİR NEDENDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ZARAR VE TÜM ZARARLAR VEYA KAYIPLAR İLE İLGİLİ, SİZE ÖZEL YASAL CÖZÜMLER YUKARIDA BELİRTİLDİĞİ GİBİ OLACAKTIR. Strvker HERHANGİ BİR TÜRDE HERHANGİ BİR DOLAYLI VEYA OLASI HASAR DURUMLARINDAN, DAHİLİNDE, ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, İHMAL VEYA BASKA TÜRLÜ, BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA HABERDAR EDİLMİŞ OLSA BİLE VE GERCEKTEN SEBEBİYET VERSE DE CEZAİ ZARARLAR CEZALANDIRICI TAZMİNAT HERHANGİ BİR NEDENDEN DOLAYI TİCARİ KAYIP. HERHANGİ BİR NİTELİKTE İS KESİNTİSİ. KAR KAYBI VEYA KİSİSEL YARALANMA VEYA ÖLÜMDEN SORUMLU DEĞİLDİR. Bazı eyaletlerde olası veya dolaylı hasarların sınırlanmasına veya haric tutulmasına izin verilmez, bu nedenle bu sınırlama sizin icin gecerli olmavabilir.

strvker

HeartSine Gateway kullanıcı kılavuzu, web sitemizde asağıdaki adreste bulunmaktadur: https://heartsine.com/support/product-manuals/



Daha fazla bilgi icin, bizimle heartsinesupport@stryker.com adresinden iletişime geçin veya heartsine.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin

Stryker veya bağlı varlıkları, aşağıdaki ticari markalar veya hizmet markalarının sahibidir, bunları kullanmaktadır va da bunlar icin başvuru yapmıştır: HeartSine, HeartSine Gateway, LIFELINKcentral, LIFENET, Pad-Pak, Pediatric-Pak, samaritan, Saver EVO and Stryker. Tüm diğer ticari markalar, ilgili sahipleri veya hamillerinin ticari markalarıdır.

Bir ürünün, özelliğin veya hizmet adının veya logonun bu listede bulunmaması, Stryker'ın o isim veya logoya ilişkin ticari marka veya diğer fikri mülkiyet haklarından vazgectiği anlamına gelmez.

HeartSine AED, HeartSine Gateway ve/veya Pad-Pak ürününüz için etiketleme, sizin bölgenizde bu dokümanda gösterilenden farklı olabilir.

Yayın Tarihi: 03/2022 Birlesik Krallıkta olusturulmustur. H052-019-311-AC TR HeartSine Gateway, tüm ülkelerde mevcut değildir © 2022 HeartSine Technologies. Tüm hakları saklıdır.



CE0123 HeartSine samaritan PAD; Pad-Pak; Pediatric-Pak

HeartSine samaritan PAD UL Sınıfı. Ürün üzerindeki işarete bakın.

HeartSine Technologies Ltd. 207 Airport Road West Relfast Northern Ireland BT3 9ED United Kingdom Tel +44 28 9093 9400 Fax +44 28 9093 9401 heartsinesupport@stryker.com heartsine.com